




Notice d'activation du système anti-ronflement PUL Snorlight

L'activation du PUL Snorlight se fait en **dévisant** le système avec une clé d'activation.

Face au patient, de droite à gauche.
3 tours complets = 1 mm



Sens anti-horaire



Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous à :

PUL Concept

ZA Les Plantes - 7, rue Pierre et Marie Curie
BP 11 - 41140 NOYERS SUR CHER - FRANCE
Tel : 02 54 75 54 80 - Fax : 02 54 75 07 35
Email : contact@pulconcept.com
Site internet : www.pulconcept.com




Activation instructions for anti-snoring system PUL Snorlight

The PUL Snorlight activation is done by **unscrewing** the system with an activation key.

Facing the patient, from right to left.
3 full turns = 1 mm



Counter clockwise



For further information, please contact us at:

PUL Concept

ZA Les Plantes - 7, rue Pierre et Marie Curie
BP 11 - 41140 NOYERS SUR CHER - FRANCE
Tel : 0033 2 54 75 54 80 - Fax : 0033 2 54 75 07 35
Email : contact@pulconcept.com
Website : www.pulconcept.com