



Notice de réglage du système de contention PUL W

Pour raccourcir : à l'aide d'une pince 3 becs, fermer le W.



Pour allonger : à l'aide d'une pince plate, aplatir le W.



Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous à :

PUL Concept

ZA Les Plantes - 7, rue Pierre et Marie Curie
BP 11 - 41140 NOYERS SUR CHER - FRANCE
Tel : 02 54 75 54 80 - Fax : 02 54 75 07 35
Email : contact@pulconcept.com
Site internet : www.pulconcept.com



Adjustment instructions for anti-relapse system PUL W

To shorten: with aderer pliers, close the W system.



To extend: with flat pliers, flatten the W system.



For further information, please contact us at:

PUL Concept

ZA Les Plantes - 7, rue Pierre et Marie Curie
BP 11 - 41140 NOYERS SUR CHER - FRANCE
Tel : 0033 2 54 75 54 80 - Fax : 0033 2 54 75 07 35
Email : contact@pulconcept.com
Website : www.pulconcept.com