


La méthode globale de l'harmonisation 4D :
Fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale.

Cas clinique : Patient de 10 ans : Classe III dento-fonctionnelle.



Prescription : PUL 3 : effet fonctionnel sur la position de la langue et anti-proglissement mandibulaire.

« Utiliser le problème pour en faire la solution » Dr F.T.




Pose PUL 3 : port continu 22H/24H : la langue maintient la plaque palatine en haut et en arrière.



Après 6 semaines : Harmonisation 4D :

Fonctionnelle (position linguale), sagittale, transversale et verticale.



Avant PUL

Après PUL

Harmonisation maxillo-faciale fonctionnelle et psychologique.

Extraits des conférences cliniques : le Concept PUL Harmoniseur 4D.