

La méthode globale de l'harmonisation 4D :
fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale

Une approche médicale, fonctionnelle et psychologique.

Cas clinique : patient de 10 ans -> Classe III dento-fonctionnelle



Prescription : PUL 3 : effet fonctionnel sur la position de la langue et anti-proglissement mandibulaire.



Pose PUL 3 : port continu 22H/24H : la langue maintient la plaque palatine en haut et en arrière.



Après 6 mois: harmonisation 4D : **fonctionnelle (position linguale), sagittale, transversale et verticale.**



Avant PUL

Après PUL

Harmonisation maxillo-faciale et psychologique.

Extraits des conférences cliniques : le Concept PUL Harmoniseur 4D
Formation « in office » au cabinet d'orthodontie : télécharger sur www.pulconcept.com