

La distalisation molaire maxillaire par ancrage mandibulaire
La méthode globale de l'harmonisation 4D : **fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale.**
Une approche **médicale, fonctionnelle, physiologique et psychologique.**

Cas clinique : patiente de 13 ans : **Classe II 1 biprotrusion (ethnique)**



Prescription : « PUL 2 Ado » distaliseur molaire par ancrage mandibulaire :

Donner sa chance de croissance à la mandibule tout en distalant les molaires maxillaires.



Pose PUL 2 : port continu 22H/24H.



Après 6 mois: Harmonisation 4 D : **Fonctionnelle, sagittale, transversale et verticale.**



Avant PUL



Après PUL (avant multi-attache)