

# PRESCRIZIONE PUL:

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_ Et : \_\_\_\_\_

Data di consegna: \_\_\_\_\_ Rif. trattamento: \_\_\_\_\_

**TIPO DI PUL:** PUL1 PUL2 PUL3 PULW PUL Twin PUL Snorlight (anti-russamento)

## **SUPERIORE:**

- Semplice (senza vite o ansa) - Vite di espansione - Vite di espansione 3D
- Ansa Coffin in TMA - Ansa Coffin in acciaio
- Armatura: mesiale al 16/26 - mesiale al 14/24
- Ganci anteriori per elastico - arco metallico anteriore - rivestimento anteriore in resina - senza niente anteriore
- Ganci a palla: tra 4-5 - tra 5-6
- Molla di Schwartz (per vestibolarizzare gli incisivi ): TMA - acciaio
- Altre indicazioni: \_\_\_\_\_

## **INFERIORE:**

- Semplice (senza vite ) - Vite di espansione - arco linguale TMA con 2 anse (torque)
- Arco vestibolare anteriore in metallo - rivestimento anteriore in resina - senza nulla anteriore
- Asportare la resina linguale a una distanza di 2 o 3 mm dagli incisivi (per raddrizzarli)
- Ganci a palla: tra 4 e 5 - tra 5 e 6
- Altre indicazioni: \_\_\_\_\_

## **OCCLUSIONE DEL PUL:**

- classe I canini o premolari ( in caso di Classe II divisione 1 o suddivisione)
- Incisivi testa a testa (in caso di Classe II divisione 2 o di Classe III ( necessaria cera di occlusione per PUL 3)

## **PUL SNORLIGHT:**

- Avanzamento mandibolare: 5 mm
- Copertura oclusale in resina da 33 a 43 (anti-bruxismo)
- Senza rivestimento in resina oclusale
- Con rivestimento vestibolare mandibolare in resina

*Scansione 3D dei modelli (+ scheda PDF ed immagini in .JPG)*